

# Tørke- og oppbevaringsskap til MDS endoskopvaskemaskin

Decotron AS tilbyr tørke- og oppbevaringsskap fra det amerikanske firmaet **Minntech**, som med mer enn 4500 installasjoner er en av verdens største produsenter av desinfeksjonssystemer til endoskopisk utstyr.

Skapets ergonomiske design og smarte funksjoner gir forbedret arbeidsflyt og er således både tids- og plassbesparende.

Endoskopenes kanaler tørker på kort tid ved hjelp av medisinsk trykkluft, og muliggjør dermed oppbevaring i opp til en uke.

I skapet inngår et unikt kassettsystem som beskytter skopet under hele desinfeksjons- og tørkeprosessen, samt under oppbevaring.



MDS endoskopvaskemaskin  
fra Minntech

Kassettsystemet sikrer mot berøringskontakt gjennom hele prosessen og beskytter dermed det endoskopiske utstyret mot kontaminering.

Kombiskapet fra **Minntech**, som har plass til hele 10 kassetter pr. skap, leveres som enklingsidig skap, eller som dobbeltskap med 2 skyve- eller roterende dører.

Dette tørkeskapet gjør enhver installasjon komplett.



Decotron AS ble etablert i 1989, og har siden det arbeidet med forskjellig slags røntgenutstyr i Norge. Vår spesialitet er salg, installasjon, reparasjon og vedlikehold av bildediagnostisk utstyr. Decotron AS er et solid og fleksibelt firma. Les mer på [www.decotron.no](http://www.decotron.no)