



ISA™

Helautomatisk ett-kammers vaskemaskin, med innebygd spritfunksjon.



Brukervennlig betjening

- Håndfri betjening av vippelukk
- Stor brukervennlig touchskjerm med norsk språk.
- Enkel tilkobling av skop i ny unik slangekobling.
- God ergonomi med lav løftehøyde, stort tilgjengelig vaskekammer.
- Praktisk kjemikalieskuff med enkel adgang til alkoholtank.

Bilde av touchskjerm



Effektivitet

- Vasker på ca. 25 minutter.
- Innebygd RFID-identifikasjonssystem.
- Raskt valg av vaskeprogram og sikker registrering av vaskedata.
- Mulighet for automatisk spriting av skop etter vask.
- Løpende lekkasjetest og full overvåking av samtlige kanaler.

Innlegging av endoskop



Hygiene

- Fotpedal gir enkel og håndfri betjening.
- Innebygd HEPA-filer sikrer bakteriefritt prosessvann.
- Direkte utlufting fra vaskemaskinen.
- Automatisk selvdesinfeksjon av alle de innvendige delene av vaskemaskinen og filtersystemet.
- Kan kombineres med våre forskjellige tørkeskapløsninger.

Åpning av vippelukk



Service

- Teknisk fjernsupport via modem eller LAN fra MTA eller Decotron.
- Managementdatabase-software muliggjør statistiske analyser av vaskeprosessen.
- Landsdekkende serviceorganisasjon.
- Modulbaserte service- og driftsavtaler.
- Vi tilbyr undervisning og forskjellige kurs for personale og MTA.

Decotron har serviceavdeling på Skedsmokorset



Sikkerhet

- Elektronisk lås sikrer mot utilsiktet åpning av vaskekammeret.
- Individuell koding av hvert enkelt skop sikrer korrekt vaskeprosedyre.
- Dokumentasjonssystemet sikrer sporbarhet for hele vaskeforløpet.
- Bruk av RFID minimerer risiko for menneskelig feil.
- Hver vask avsluttes med utskrift av vaskeforløp.

Skriver, kjemi, såpe og alkohol.



Teknikk

- Overholder EU-standardene UNI EN-ISO-15883-1/4 og UNI EN TS 15883/5.
- Full sporbarhet for vaskeprosessen og -operatørene.
- Løpende lekkasjetest og overvåking av alle kanaler på endoskopet
- "Sprayhead"-teknologi som reduserer forbruk av pereddikesyre, såpe og vann.
- Vasker alle typer fleksible skop uansett fabrikat, samt flere stive skop.

ISA vaskekammer





Tørkeskap

- Skopene kan oppbevares i opp til syv dager i tørkeskapene.
- Tørkeskapene leveres enkeltstående eller som gjennomstikk.
- Kassetter følger skopet i hele syklusen og beskytter skopene under transport.
- Oppbevarer 8-16 skop pr. skap og måler kun 60 x 190 x 54 cm.
- Tørkeskapet registrerer og overvåker oppbevaringstiden for skopene.
- Medisinsk rensed luft tørker skopets kanaler og overflater, og forhindrer bakterievekst.
- Kan leveres med mange tilvalgsfunksjoner: HIS interface, dobbeltskop, Smartlight, Smart Connect og Sensor System.

- 1) Tidsstyring av skoper
 2) Kassettsystem med skop- og konnektorblokk
 3) Tørkeskap med tidsstyring og plass til 8 kassetter



Annet

- Decotron forhandler forbruksmateriell til vaskemaskinen: Rapihide PA single shot 2-komponent pereddikesyre og Intercept Plus multiensymatisk såpe.
- Såpe og kjemi er aktive ved romtemperatur.
- Rapihide PA og Intercept Plus kan selges i 5 liters kanner.
- Decotrons selgere og teknikere hjelper gjerne med innredningsforslag.

Rapihide single shot kjemi

B: 70 x H: 140 x D: 65 cm



B: 60 x H: 190 x D: 54 cm



Santax Nordic Group: **Decotron AS**
 Industriveien 1
 2020 Skedsmokorset
 Norge

Telefon: +47 - 63 87 12 00
 Fax: +47 - 63 87 12 10
 Service: +47 - 63 87 12 00
 firmapost@decotron.no

Decotron Medical
 SANTAX NORDIC GROUP

www.decotron.no